## JE SUIS ÉLEVEUR MATERNEL-PROLIFIQUE COMMENT FAIRE DES CHOIX OPTIMAUX?



## **I'UTILISE LES MESURES AUX ULTRASONS**



Je veux améliorer la production laitière de mes brebis, sans trop augmenter leur prolificité. Quel indice devrais-je utiliser L'indice MATERNEL ULTRASONS (MAT-U) a été créé pour améliorer à la fois les caractères maternels des brebis et les qualités bouchères tout en maintenant le niveau de prolificité. Ce serait l'indice à privilégier dans votre situation.

Lors de la vente, **l'indice Maternel Ultrasons Hausse Prolificité (MAT-UHP)** sera à privilégier par l'acheteur, même si vous sélectionnez avec l'indice MAT-U.

Il permettra à vos acheteurs de sélectionner les béliers et les femelles les plus prolifiques ayant également les meilleures qualités bouchères. Quel indice utiliseront mes acheteurs pour sélectionner leurs sujets?





Mes lignées sont moins prolifiques que la moyenne de la race. J'aimerais continuer d'augmenter un peu la prolificité de mes brebis.

Quel indice devrais-je utiliser?

L'indice MATERNEL ULTRASONS HAUSSE PROLIFICITÉ (MAT-UHP) a été créé pour améliorer à la fois les caractères maternels et la prolificité ainsi que les qualités bouchères. Ce serait l'indice à privilégier dans votre entreprise.

Vos acheteurs pourront sélectionner leurs sujets en utilisant aussi le MAT-UHP. Ils pourront alors sélectionner les sujets les plus prolifiques qui amélioreront les qualités bouchères de leurs agneaux.

## **ATTENTION**

Si vos femelles sont déjà très prolifiques et que vous poursuivez votre travail de sélection sur l'indice MAT-UHP, vous continuerez d'augmenter la taille de vos portées, ce qui ne répondra pas à votre besoin. Vous devriez plutôt travailler avec l'indice MAT-U pour améliorer le caractère laitier de vos brebis et la croissance de vos agneaux. D'autre part, si vos brebis sont très prolifiques, elles devraient avoir un bon indice MAT-UHP.

