

JE SUIS ÉLEVEUR MATERNEL NON PROLIFIQUE COMMENT FAIRE DES CHOIX OPTIMAUX?



J'UTILISE LES MESURES AUX ULTRASONS



J'aimerais améliorer le nombre d'agneaux nés par agnelage. Quel indice devrais-je utiliser?

L'indice Maternel Ultrasons Hausse Prolificité (MAT-UHP) a été conçu pour améliorer à la fois les caractères maternels tout en augmentant la prolificité et en améliorant les qualités bouchères des sujets. C'est l'indice à privilégier dans votre situation.

Les acheteurs de mes femelles de remplacement et de mes béliers qui ont pour but de produire des sujets pur-sang, utiliseront l'indice MAT-UHP.

Les producteurs commerciaux à la recherche de femelles de remplacement pour leur troupeau regarderont également l'indice MAT-UHP pour sélectionner les femelles et les béliers les plus prolifiques.

Quel indice utiliseront mes acheteurs qui produisent des sujets pur-sang? Et les commerciaux?



Quel indice utiliseront mes acheteurs qui produisent des sujets hybrides (F1)?

Les acheteurs de mes béliers qui ont pour but de produire des femelles F1 à partir de brebis prolifiques utiliseront l'indice MAT-U pour sélectionner les sujets ayant de meilleurs caractères maternels tout en transmettant de bonnes qualités bouchères.

ATTENTION

Si vous basez votre sélection sur l'indice Maternel Ultrasons (MAT-U), vous n'augmenterez pas votre nombre d'agneaux nés par portée. Pour augmenter la prolificité de vos sujets, vous devriez travailler sur l'indice MAT-UHP. Vous améliorerez vos caractères maternels tout en augmentant progressivement votre nombre d'agneaux nés par portée. Normalement, les races maternelles non prolifiques ont de bons indices MAT-U.

