

JE SUIS HYBRIDEUR (F1)

Femelles maternelles prolifiques X Béliers maternels non prolifiques



L'ÉLEVEUR UTILISE LES MESURES AUX ULTRASONS



Je recherche de bonnes
femelles prolifiques de
remplacement pour renouveler
mon troupeau.
Quel indice devrais-je utiliser?

L'indice Maternel Ultrasons Hausse Prolificité (MAT-UHP) a été créé pour améliorer à la fois les caractères maternels et la prolificité ainsi que les qualités bouchères. Ce serait l'indice à privilégier pour l'achat de vos femelles de remplacement. Vous sélectionnez les femelles les plus prolifiques qui amélioreront les qualités bouchères de vos agneaux.

L'indice Maternel Ultrasons (MAT-U) a été créé pour améliorer à la fois les caractères maternels et les qualités bouchères. Ce serait l'indice à privilégier pour l'achat de béliers à la fois performants sur les caractères maternels et les qualités bouchères.

Je cherche de bons
béliers maternels pour
produire mes F1.
Quel indice devrais-je
utiliser?



Quel indice devrais-je
utiliser pour
sélectionner mes
agnelles?

L'indice Maternel Ultrasons Hausse Prolificité (MAT-UHP) est le meilleur indice à utiliser pour sélectionner les agnelles. Cet indice vous permet de choisir des F1 plus prolifiques qui transmettront également à leurs agneaux de bons caractères de carcasse.

IMPORTANT

Les animaux F1 proviennent du croisement entre une race **maternelle prolifique** avec une race **maternelle non prolifique** et vice-versa.

Les brebis peuvent donc être de race maternelle prolifique ou de race maternelle non prolifique, tandis que les béliers seront l'opposé.

